

# Manea M vending

High Quality Vending Machine

**MT 1000** è l'unico **sistema self service brevettato** ad oggi presente sul mercato in grado di operare in modalità automatica che garantisce la risoluzione ai problemi di **disinfezione di bagagli ed oggetti trasportabili**. Tramite poche ed essenziali operazioni, offre un servizio di igienizzazione e disinfezione totale sicuro e duraturo sugli oggetti trattati. Grazie all'azione dei principi attivi vaporizzati all'interno della MT1000, si ottiene un'attività antimicrobica globale elevatissima con un'azione biocidi su batteri, funghi, alghe, virus e liofili con efficacia anche su virus del tipo HIV, HBV, HCV, COVID 19.



Manea Vending srl

36010 Zané (VI) Italy  
Via Monte Pasubio, 156  
T. +39 0445 314621  
info@maneavending.it  
www.maneavending.it

## MT1000

### SANIFICATORE AUTOMATICO



I **modelli MT** possono essere installati in qualunque posizione essendo **self service autonomi**, sarebbe richiesto solo un allacciamento di sicurezza alla rete 230V. Il loro posizionamento ideale potrebbe essere in locazioni che lo possono rendere utile sia in entrata che in uscita in modo da poter essere utilizzato per tutti i flussi. Possibilmente non esposto agli agenti atmosferici e a temperature superiori ai 2°C. La macchina è in grado di lavorare massimo 8 bagagli/min e la quantità di macchine da installare dovrà essere commisurata al rapporto del traffico/passeggeri. Il posizionamento sarà concordato con gli enti tecnici preposti dagli aeroporti, dopo eventuali ispezioni e progetti. Si potranno predisporre modelli di macchine per bagagli di dimensioni non standard. La macchina può rilasciare fascetta od etichetta bar-code. Il bagaglio va posizionato sulla rulliera e dopo aver premuto il pulsante START, l'**operazione è completamente automatica**, con il ritiro del bagaglio dalla posizione opposta o dalla stessa parte dell'inserimento.

#### ATTIVITÀ PRODOTTI SPRAY

##### Test Di Attività Virucida Con Spray Specifici

80% En14476:2005 A1:2006	Duckhepatites B Virus (Hbv Surrogate)	Dhby	Virucida
80% En14476:2005 A1:2006	Bovine Viral Diarrhea (Hcv Surrogate)	Atcc Vr534	Virucida
80% En14476:2005 A1:2006	Vaccina Virus Strain Wr (Hiv Surrogate)	Atcc Vr119	Virucida

##### Test Di Attività Battericida Con Spray Specifici

100% En 14561:2006	Staphylococcus Aureus	Atcc 6538	Battericida
100% En 14561:2006	Pseudomonas Aeruginosa	Atcc15442	Battericida
100% En 14561:2006	Enterococcus Hirae	Atcc 10541	Battericida
100% En 14561:2006	Klebsiella Pneumoniae	Atcc 10031	Battericida
100% En 14561:2006	Acinobacter Baumani	Atcc 1906	Battericida

Il trattamento non presenta tossicità, tossicità cronica, non è irritante né sensibilizzante. I test sul prodotto sono stati effettuati dai laboratori EUROFINS-BIOLAB di Vimodrone (MI). N.B. i dati sono puramente descrittivi e potranno subire modifiche nel corso del tempo.

#### ATTIVITÀ UV-C

NAME	Killing Time	NAME	Killing time
Bacillus anthracis	0.3S	Viral hemorrhagic disease	1.6S
Aspergillus Niger	0.3—0.7S	Bacteriophilic virus	0.2S
Tetanus bacillus	0.3S	Mucor genera	4.6S
Dysentery bacillus	1.5S	Penicillium	0.9-3S
Colibacillus	0.4S	Infectious pancreatic necrosis	4.0S
Covid19	2S	Hepatitis b virus HBV	0.8S
Staphylococcus	1.3S	Leukoerma	2.7S
Line eggs	3.4S	Spolivirus	0.8S
N/med tuberculosis bacili	0.4S	Green algae	1.2S
The flu virus	0.3S	Protofauna	4.0-6.7S

#### Caratteristiche Tecniche:

Altezza massima	1260 mm
Larghezza	1065 mm
Lunghezza	2400 mm
Peso	kg. 650
Tensione	225/115 50/60 Hz.
Consumo	380 W

#### Lavoro:

Velocità variabile	da 1 a 8
bagagli /minuto	8
Consumo continuo lt.	1/10 min
N° bagagli max per lt.	100

#### Altre Caratteristiche:

Serbatoio liquido 60 lt.  
Ugelli in ceramica  
Pompa atomizzazione  
Allarmi  
Programmazione a video  
Costruzione INOX AISI 304  
Filtri a carboni attivi  
CE

#### Interfacce:

Touch screen utente  
Dati USB – serial port – RS232  
Remotazione dati - Telemetria

#### Sistemi:

Modulo telemetria  
Trasmissione dati smartphone  
Fonte combinata UVC\_280nm  
Sistema spray brevettato su tutti i lati  
Pompa recupero liquido  
Pulsanti allarme ciclo

